

marumi Original Series



marumi
dental inc.

きらきらソープ



ムースボトル500ml・4L補充用

特殊抗菌剤(CAE)を配合した弱酸性タイプのマイルドな手指洗浄剤です。手洗い後、手に匂いがほとんど残りません。

スキットくん



2L・4L(お徳用)

除菌・消臭・洗浄に優れた効果を発揮します。20倍希釈使用でたいへん経済的です。バキューム・排唾管・スピットン・排水パイプ等に幅広くご使用いただけます。

MEタノール 1000ml



エタノール濃度83%
・グリセリン含有

ミキシングペーパー(練板紙)



菱形・四角・ミニ

即時重合レジン筆 10本入



No.4 10本入

キンパラカッター



持ちが良く、切れ味もよし
(外径20mm×0.35厚) 50枚入

マルミリボン



経済的なセラミックライナーです
クリストバライト埋没材用 0.8mm×32mm×30m
磷酸塩系高温埋没材用 1.0mm×32mm×30m
定膨張埋没材用 0.5mm×32mm×30m

ロビンソンブラシ



#11ソフト(20本入)
#9ソフト(20本入)

マルミダウエルピン



クロムメッキで錆びにくい
サイズ#2(中)1000本入

販売業者

株式会社 **マルミ 歯科商店**
<http://www.marumi-dentalinc.com>

marumi Articulating Papers



marumi
dental inc.



- 非常に色写りが良く、赤・青の2色で印記可能。
- 両面着色で、被復物・人工歯・天然歯の接触点を的確に印記。
- 厚さ 30 ミクロン。極薄でも丈夫なペーパー使用。



マルミ アーティキュレーティングペーパー 赤

12 シート × 10 冊入 / 120mm × 22mm

標準価格 オープン



マルミ アーティキュレーティングペーパー 青

12 シート × 10 冊入 / 120mm × 22mm

標準価格 オープン



マルミ アーティキュレーティングペーパー 赤

1/2 カット (60mm × 22mm) 240 枚入

標準価格 オープン

1/3 カット (40mm × 22mm) 360 枚入

標準価格 オープン



マルミ アーティキュレーティングペーパー 青

1/2 カット (60mm × 22mm) 240 枚入

標準価格 オープン

1/3 カット (40mm × 22mm) 360 枚入

標準価格 オープン

販売業者

株式会社 **マルミ 歯科商店**
<http://www.marumi-dentalinc.com>